

## Keyboard

Arrangement of keyboard components is shown in figure 5.6.




Figure *Chyba! V dokumentu není žádný text v zadaném stylu..2.* Arrangement of keyboard components.

### START key

Pressing START key after:

- selection of treatment program or user-defined program in program mode,
- edition of parameters in manual mode

causes the start of the treatment procedure.


Pressing START key after interruption of a treatment procedure (pause) makes it possible to continue the procedure.

### STOP key

Pressing STOP key while performing treatment procedure causes the interruption of procedure. The unit enters the waiting state (pause). The timer will stop then.

## Klávesnice

Rozmístění prvků klávesnice je znázorněno na obrázku 5.6.



Obrázek *Chyba! V dokumentu není žádný text v zadaném stylu..1.* Rozmístění prvků klávesnice.

### Klávesa START

Stisknutím klávesy START po:

- zvolení léčebného programu nebo uživatelsky definovaného programu v programovém režimu,
  - editaci parametrů v manuálním režimu
- spustíte léčebnou proceduru.

Stisknutím klávesy START po přerušení léčebné procedury (prodleva) bude procedura pokračovat.

### Klávesa STOP

Stisknutím klávesy STOP v průběhu léčebné procedury způsobí přerušení procedury. Přístroj přejde do stavu čekání (prodleva). Časovač se zastaví.

## 7.1 Operation with preset treatment programs



The simplest method to use the unit is to use its preset programs or treatment sequences. The unit includes a base of several dozens of most frequently met disorders together with suggested treatment types and parameters. The list of all diseases with parameters is included in Appendix A at the end of the manual.



**The values of the preset treatment programs parameters are based on the available literature data and they are determined as average values. Parameters should be treated exclusively as indications. Sole responsibility for application of preset treatment programs rests with the user.**

### Schematic procedure for treatments:

Step	Description
1.	Switch on the unit. Depending on the <b>Start-up menu</b> configuration (see section 6.2.6) the unit starts up either in the <b>PROGRAM GROUPS</b> menu mode or in a set treatment program (or user program) that was used during the previous treatment procedure. In the latter case, in order to select a different program from the <b>PROGRAM GROUPS</b> menu, press the <b>X</b> key. When no program change is necessary, proceed to step 5.
2.	If the unit is in manual mode, press the key
3.	Press the   keys to choose the <b>Preset programs</b> option, and press the  key to confirm.
4.	Using the   keys, choose the position from the list.
5.	Prepare the patient for the treatment. Set up the applicator that will be used during the treatment procedure.
6.	Press the <b>START</b> .
7.	Press the   keys to adjust the magnetic-field induction, if required.



Press the **i** key to display an information screen containing parameters of the relevant treatment program. Definitions of symbols are provided in section 5.5.

In order to close the information window (showing the name or parameters), press the **i** or **X** key.

**NOTE:** If two magnetic field applicators are connected, the applicator selection window displays when the **START** key is pressed. Press the buttons to select an applicator. When the applicator type is selected, press the **START** key again. The unit starts generating magnetic field. An indicator denoting the selected applicator lights up on the keyboard.



In order to pause the treatment procedure, press the **STOP** key. The time counter will stop. In order to continue the treatment procedure, press the **START** key. If you wish to return to the **Preset programs** menu, press the **X** key.

## 6.1 Obsluha s přednastavenými léčebnými programy



Nejjednodušší způsob použití přístroje je s využitím přednastavených programů nebo léčebných sekvencí. Přístroj obsahuje několik desítek nejvíce vyskytovaných onemocnění spolu s doporučenými typy léčby a parametry. Seznam všech onemocnění s parametry je uveden v Příloze A na konci návodu.



**Hodnoty parametrů přednastavených léčebných programů jsou založeny na údajích dostupné literatury a jsou nastaveny jako průměrné hodnoty. Parametry by měly být považovány pouze jako indikace. Výhradní odpovědnost za aplikaci přednastavených léčebných programů nese uživatel.**

### Postup léčby:

Krok	Popis
1.	Zapněte přístroj. V závislosti na konfiguraci <b>Spouštěcí nabídky</b> (viz kapitola 6.2.6) přístroj se zapne buď v nabídce <b>PROGRAMOVÉ SKUPINY</b> nebo v nastavených léčebných programech (nebo uživatelských programech), které byly použity během poslední léčebné procedury. V druhém případě, pokud chcete vybrat jiný program z nabídky <b>PROGRAMOVÉ SKUPINY</b> , stiskněte klávesu <b>X</b> . Pokud není nutná volba jiného programu, přejděte na bod 5.
2.	Pokud je přístroj v manuálním režimu, stiskněte klávesu
3.	Pomocí kláves   vyberte položku <b>Přednastavené programy</b> a stiskněte klávesu  pro potvrzení.
4.	Pomocí kláves   vyberte pozici v seznamu.
5.	Připravte pacienta na léčbu. Nastavte aplikátor, který bude použit během léčebné procedury.
6.	Stiskněte klávesu <b>START</b> .
7.	Pokud je třeba, použijte klávesy   pro nastavení indukce magnetického pole.



Pro zobrazení informací s parametry relevantního léčebného programu stiskněte klávesu **i**. Definice symbolů jsou uvedeny v kapitole 5.5.

Pro zavření informačního okna (zobrazujícího název nebo parametry) stiskněte klávesu **i** nebo **X**.

**POZNÁMKA:** Pokud jsou připojeny dva aplikátory magnetického pole, při stisknutí klávesy **START** se zobrazí okno pro výběr aplikátoru. Výběr aplikátoru proveďte pomocí kláves . Když je aplikátor vybrán, znovu stiskněte klávesu **START**. Přístroj začne generovat magnetické pole. Indikátor označující zvolený aplikátor na klávesnici se rozsvítí.



Pro přerušování léčebné procedury stiskněte klávesu **STOP**. Časovač se zastaví. Pro pokračování léčebné procedury stiskněte klávesu **START**. Pokud si přejete vrátit se do nabídky **Přednastavené programy**, stiskněte klávesu **X**.